


## 1 採血方法

拡大新生児スクリーニングでは、新生児マススクリーニングの検体を1スポット使用します。採血につきましては、新生児マススクリーニングの採血要領に従って採血を行ってください。特に注意していただきたい点を下記に示します。

- ① 十分な血液量が必要となりますので、**血液は円の点線からはみ出す程度の大きさで4つの円を全て満たしてください。**



- ② ヘパリン管を使用した血液採取はしないでください。PCR 反応が阻害される可能性があります。
- ③ 乾燥後、高温で保管されると検体が劣化する恐れがありますので温度管理に注意してください。

## 2 再採血について

- ① 検査で基準値を外れた場合や、検体が下記の理由により不備となった場合は再採血を依頼します。

### 不備理由

1. 量不足 : 検査に必要な量が採血できていない
2. にじみ、重ね塗り、塗りムラ、血清の混入など : 血液の状態が悪い
3. 乾燥不足 : 血液が十分に乾燥していない
4. その他 : 温度管理不良等

- ② 再採血を依頼する場合は[血液再採取のお願い]と[再採血用ろ紙]を送付しますので、送付されたろ紙の使用をお願いします。

## 3 その他

- ① ろ紙の必要事項は全て記載してください。特に性別は検査の対象項目が異なりますので、間違いのないように記載をお願いします。記載事項に不備がある場合には問合せをさせていただきます。
- ② 拡大スクリーニング検査を申し込まれる場合は、検体を乾燥後**直ちに速達で送付**してください。

採血に関するご連絡・お問い合わせ先

(公財)静岡県予防医学協会 静岡事務所 代謝異常検査室

Tel 054-277-3412 (検査室直通) fax 054-278-7717

2023.10月